



EAU DISTILLEE STERILE

PRINCIPE

L'Eau Distillée Stérile est un diluant utilisé pour les dilutions ou la réalisation de suspensions bactériennes.

FORMULE

Eau distillée stérile

Conductivité maximum : 10 μ S/cm

CONSERVATION

Le milieu en flacons, tubes ou poches se conserve entre 2 et 25°C jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'emballage.

UTILISATION

Se conformer aux protocoles en vigueur.

PRESENTATION

Code	Description
32135	10 flacons de 90 ml
31135	10 flacons de 100 ml
23135	100 tubes de 9 ml
21135	100 tubes de 10 ml
46135	4 poches de 3 litres
47135	2 poches de 5 litres
	Autre présentation : nous consulter